

چک لیست بازکردن ست استریل				
ضعیف	قابل قبول	خوب	عالی	
				1 پک‌ها را از نظر مشخصات ثبت شده روی آن کنترل کند. <sup>1</sup>
				2 سلامت بسته‌بندی را از نظر خشک بودن، عدم فرسودگی و سوراخ شدگی و نحوه صحیح بسته‌بندی کنترل کند.
				3 قبل از گذاشتن بسته روی میز، محل را از نظر تمیزی و خشکی کنترل کند
				4 لایه اول را دور از خود باز کند
				5 نوار چسب اتو کلاو را به طور کامل از بسته جدا کند.
				6 وسایل پک را با شناسنامه داخل پک کنترل کند
				7 لایه‌های باز شده را طوری در دست نگه دارد که با سطوح غیر استریل برخورد نکند.
				8 در تمام مراحل، جهت جلوگیری از تماس با سطوح داخلی پک روش آسپتیک را رعایت کند.
				9 وجود هر گونه نقص در پک را بلافاصله به کارشناس بیهوشی اتاق اطلاع دهد.

نام و نام خانوادگی:.....

شماره دانشجویی:.....

گروه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان

وخدمات بهداشتی درمانی همدان

<sup>1</sup>تاریخ استریل، تاریخ انقضاء، نوع پک، نام یا کد شخص استریل کننده